

Einfach oder Doppelt - Sie entscheiden!

■ Ihre Vorteile:

- leichte Geschwindigkeitsregulierung
- Vor- und Rückwärtsschalter
- leicht bedien- und einstellbar
- leistungstarker Motor
- leichte Montage bzw. Demontage
- in zwei Ausführungen erhältlich
- auch für Grasflächen und unbefestigte Wege geeignet

■ Kurz und knapp:

Der Power Glide wird direkt am Rollstuhl montiert und ist mit einem Vorwärts- und Rückwärtsgang ausgestattet. Das System funktioniert nicht nur auf asphaltiertem Boden, sondern auch auf unbefestigten Wegen und Grasflächen.

Der Power Glide lässt sich in Sekunden montieren und verfügt über eine einfache Bedienung.

■ Ausstattung:

- Direktantrieb für beste Traktionseigenschaften
- Montageadapter zur Anbringung am Rollstuhl
- Reisetasche für Motor



■ Technische Daten:

Max. Geschwindigkeit:	5,5 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit:	2,6 km/h
Reichweite bis zu:	20 km
Batterie:	12 V, 20 Ah
Motor/Spitzenleistung:	75 / 280 Watt
Steigfähigkeit:	14 %
Bereifung:	200x50 Vollgummi
Sitzbreite Rollstuhl:	35 bis 51 cm
Maximale Hindernishöhe:	7,5 cm
Antriebseinheit:	Direktantrieb
Steuergerät:	Pride
Ladegerät:	100-240 V AC, 3 Ah

■ Lieferbare Farben:

 Silber-metallic

■ Gewicht in kg:

Basis:	Batterie:	Gesamt:	max. Zuladung:
6,4	6,8	13,2	136